



MEDISEPT



Viruton® Forte

Kontsentraat kirurgiliste instrumentide ja invasiivsete meditsiiniseadmete puhastamiseks ja desinfitseerimiseks

Tõhus kontsentraat kirurgiliste ja pöörlevate instrumentide samaaegseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Sellel on suurepärased puhastusomadused ja lai hävitav spekter lühikese aja jooksul. See on ette nähtud käsitsi desinfitseerimiseks ja ultraheli puhastusvahendites. Toode on korrosioonivastaste omadustega ja materjalidega hästi ühilduv. Seda soovitatakse roostevabast terasest, niklist, vases, alumiiniumist, kummist, portselanist, klaasist ja plastist instrumentidele.

Toote omadused:

- See toimib 0,5% kontsentratsiooniga 15 minutiga.
- See toimib bakterite, seente, tuberkuloosibatsillide, ümbrisega viiruste (sealhulgas Vaccinia, BVDV), adenoviiruse ja lastehalvatuse vastu.
- Sobib terasest, niklist, vases ja alumiiniumist tööriistadele.
- Sellel on korrosioonivastased omadused ja kõrge materjalitaluvus - tööriistatootja Chirmedi arvamus.
- See puhastab hästi ja eemaldab verd, valku ja orgaanilisi eritisi.
- Endoskoopide jaoks soovitatav - endoskoopide tootja Vimex arvamus.
- Sobib ultraheli puhastusvahenditele.

Kasutaja eelised:

- Võib kasutada paljude tundlike materjalide puhul.
- Garanteeritud efektiivsus ja ohutus kasutamisel.
- Nakatumisohu suur vähenemine.
- Eemaldab tõhusalt kuivanud orgaanilise mustuse.
- Ökonoomne kasutamisel.
- Lahuse valmistamise kiirus ja mugavus tänu spetsiaalsele dosaatoriga pudelile.



Kontsentraat



See töötab edasi
B, F, V, kinnitamisel
Adenoviiruse, lastehalvatuse



Tööriistad



Kontsentratsioon
alates 0,5% 15 minutiga

SEE ON MEDITSIIINISEADE. KASUTAGE SEDA

VASTAVALT KASUTUSJUHENDILE VÕI SILDILE.

Viruton® Forte

Rakendus:

Tõhus kontsentraat kirurgiliste ja pöörlevate instrumentide samaaegseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

See on ette nähtud tööriistade käsitsi desinfitseerimiseks ja ultrahelipuhastites desinfitseerimiseks. Seda soovitatakse kasutada järgmistel juhtudel: roostevabast terasest, niklist, vasest, alumiiniumist, kummist, portselanist, klaasist ja plastist instrumentid.

SPEKTER	EN-STANDARDID 14885	AEG	
		15 minutit	30 minutit
Bakterid	EN 13727	0,5%*, 1%	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Seened (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Mükobakterid (M.terrae, M.avium)	EN 14348	4%	1%
	EN 14563	4%	1%
Ümbrisega viirused	EN 14476	0,5%	
BVDV viirus	EN 14476	0,5%	
Adenoviirus	EN 14476	1%	
Poliomüeliidi viirus	EN 14476	4%	
Noro viirus	EN 14476	4%*	

*puhtad tingimused

Kuidas kasutada:

Kontsentraadi töölahuse valmistamiseks lahjendage seda veega sobivas vahekorras. Kontsentratsiooni valik sõltub soovitud toimespekter ja toime kestus. 1% kontsentratsiooni saamiseks lahjendage 10 ml kontsentraati 990 ml vees. Instrumentid kastke lahusesse kohe pärast kasutamist. Kõik osad ja avad peavad olema lahusega täielikult täidetud. Pärast desinfitseerimist loputage ja kuivatage instrument. Hügieenilistel põhjustel on soovitatav lahust iga päev vahetada. Ärge kombineerige seda teiste ainetega. puhastus- või desinfitseerimisvahendid. Vältige toote kokkupuudet tavalisest või tšingitud terasest tööriistadega. Ainult professionaalseks kasutamiseks. Palun lugege enne kasutamist toote etiketti.

Koostis: toimeaine 100 g preparaadis:

3,76 g N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropan-1,3-diamiini,
3,39 g N,N-didetsüül-N-(2-hüdroksüetüül)-N-metüülammoniumpropionaadi ja N,N-didetsüül-N-(2-(2-))propionaadi reaktsioonijärgset massi
hüdroksüetoksü)etüül)-N-metüülammonium ja N,N-didetsüül-N-(2-(2-(2-hüdroksüetoksü)etoksü)etüül)-N-metüülammoniumpropionaat,
0,75 g 2-aminoetanooli (CAS: 141-43-5).

Kaubanduslik pakend:

1-liitrine pudel dosaatoriga,
5-liitrine kanister



II b klassi meditsiiniseade vastavalt määrusele (EL) 2017/745 (MDR).
Mõeldud invasiivsete meditsiiniseadmete desinfitseerimiseks.



Ohutuskaart on saadaval aadressil www.medisep.pl



Produtsent:

MEDISEPT Sp. z o. o.
Ludwik Spiessi tänav 4
20-270 Lublin

telefon: +48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisep.pl

Arendamise kuupäev: 05.2026 rev.5