



MEDISEPT



Mediclean 211 Office

Kasutusvalmis puhastusvahend mööbli, kontoriseadmete, tööpindade, seinte, glasuurplaatide, klaaspindade jm puhastamiseks.

Kasutamine:

Mitmeotstarbeline vahend vahuspreina veekindlate pindade puhastamiseks. Sobib ideaalselt mööbli, kontoriseadmete, tööpindade, seinte, glasuurplaatide, klaaside ning teiste lakitud, emailitud, keraamiliste, plastist ja klaasist pindade puhastamiseks. Vahendil on väga head puhastavad ja antistaatilised omadused. Ei jäta triipe ega lase neil tekkida. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Kasutusjuhend:

Pihustada vaht pinnale ning pühkida lapi või paberrätikuga.

Lõhn:

roheline tee

Müügipakendid:

500 ml pihustiga pudel, 5 l kanister

pH 8,5±1



Vaht



Pestavad
pinnad



Rohelise tee lõhn



Tootja: **MEDISEPT Sp. z o.o.**
Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: +48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Koostamise kuupäev: 02.2026 rev. 3