



MEDISEPT



Mediclean 330 Chlorine

Klooripõhine vahend WC-pottide, pissuaaride, vannide, valamute, dušialuste, kraanikausside, äravoolude ning prügikastide ja -mahutite puhastamiseks ja valgendamiseks

Kasutamine:

Klooripõhine vahend kõikide sanitaarpindade puhastamiseks ja valgendamiseks. Neutraliseerib ebameeldivad lõhnad ja eemaldab seente põhjustatud värvimuutused. Aktiivse kloori toime aitab lahustada raskesti eemaldatavat mustust ja tagab kõrge hügieenitaseme. Puhastab tõhusalt vuuke ja happe suhtes tundlikke pindu. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Kasutusjuhend:

Sanitaarseadmed:

Kanda vahend pinnale ja loputada 15 minuti pärast veega.

Jäätmemahutid, -korvid ja suured sanitaarpinnad:

Lahjendada 100 ml vahendit 10 liitri külma vee kohta. Enne kasutamist teha proov väikesel pinnal.

Tähelepanu! Mitte kasutada koos teiste vahenditega. Võib eralduda ohtlikke gaase (kloor).

Müügapakendid:

750 ml pudel, 5 l kanister

	Doseerimine: 100 ml → 10 l külma vett
	Võib kasutada lahjendamata kujul

pH 13±1



Antibakteriaalsed
koostisosad



WC-potid ja
pissuaarid



Dušikabiinid ja
sanitaartechnika



Prügikastid



Tootja: MEDISEPT Sp. z o.o.
Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: +48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Koostamise kuupäev: 01.2024 rev. 1