



MEDISEPT



Mediclean 340 Tube

Vahend ummistunud torude ja kanalisatsiooni äravoolude avamiseks

Kasutamine:

Aktiivselt puhastav granuleeritud vahend. Lahustab iseseisvalt ja väga tõhusalt tahked orgaanilised ummistused, nagu rasv, toidujäägid, juuksed ja setted, ning avab torude ja kanalisatsiooni äravoolude ummistused. Aitab lahendada ka ebameeldiva lõhna probleemi.

Sisaldab seebikivi ja alumiiniumil põhinevat aktivaatorit. Ei kahjusta kanalisatsiooniühenduste tihendeid. Toimib ka külmas vees.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Kasutusjuhend:

Keerata korki ehk doseerijat, surudes samal ajal külgedel märgitud kohtadele. Valada üks täis korgitais aeglaselt kanalisatsiooniavasse ja lisada umbes 200 ml vett. Lasta mõjuda vähemalt 30 minutit ning loputada rohke veega.

TÄHELEPANU!

Mitte ületada soovitatud vahendi kogust. Mitte lasta vahendil sattuda akrüülpindadele.

Ebameeldiva lõhna ennetamiseks kasutada kord nädalas pool tavapärasest vahendi kogusest.

Müügipakendid:

600 g pudel

Koostisosade andmeleht
on saadaval veebilehel:
www.medisept.pl



Pulber



Vannide ja
valamute
toruummistuste
eemaldaja



WC-potid ja
pissuaarid



Tootja: **MEDISEPT Sp. z o.o.**
Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: +48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Tooteinfo koostatud: 11.2022